

LEADING REGENERATION

Geistlich
Biomaterials

Geistlich Bio-Oss Pen[®]

술자와 환자를 위해
치료가 더욱 간편해집니다

Hydrate.
Change Tips.
Apply.

Geistlich Bio-Oss[®]와
편리한 Applicator¹



간단한 조작으로 편하게 즉시 사용 가능합니다

For you and your patient.

Geistlich Bio-Oss Pen[®]은 접근이 어려운 부위의 골 결손, 입을 벌리기 어려운 환자 등 골 유도재생술이 어려운 경우의 치료 과정을 쉽게 단순화하는 최신 솔루션입니다.^{2,10}

쉽고 간편한 Geistlich Bio-Oss Pen[®]을 경험해보세요.

Geistlich Bio-Oss Pen[®]은

Geistlich Bio-Oss[®] 입자가 미리 충전되어 있는 실린지입니다. 시장을 선도하는 Geistlich Bio-Oss[®]의 생체기능성은 체내 혈관화 및 신생골 형성을 촉진시킵니다.³

Geistlich Bio-Oss Pen[®]의 혁신적인 Applicator는 수많은 임상들에게 인정받아 다양한 임상 케이스에 사용되고 있습니다.²

- > 쉽고 편리한 사용²
- > 정확하고 일관된 속도²
Geistlich Bio-Oss[®] 입자를 배출²
- > 구강 내 후방 부위에 쉽게 접근 가능²
- > 입자의 유출 및 잔여 폐기물 감소²




1,500만 명의 환자 치료⁴

Geistlich Bio-Oss[®]는 세계적으로 가장 많이 사용되는 골이식재이며 이미 1,500만명 이상의 환자 치료에 성공적으로 사용되었습니다.^{1,4}



스캔하여 Geistlich Bio-Oss[®]에 대해 자세히 알아보세요.



Hydrate. Change Tips. Apply.

Geistlich Bio-Oss Pen[®]은 3번의 간단한 조작으로 바로 사용이 가능하며 임상의 10명 중 9명이 그 쉬운 조작성을 인정했습니다.²



스캔하여 Geistlich Bio-Oss Pen[®]의 제품 사용법 소개 영상을 확인해보세요.

치료 방법이 확장됩니다

Your choice.

Geistlich Bio-Oss Pen®은 Geistlich Bio-Oss®의 작은 입자(0.25-1 mm)와 큰 입자(1-2 mm)의 2가지 타입 모두 제공됩니다.

작은 결손부나 자가 이식편 컨투어링에는 **작은 입자**의 Geistlich Bio-Oss Pen®을 사용하는 것이 좋습니다. 반면, 큰 결손부나 상악동 거상술에는 **큰 입자**의 Geistlich Bio-Oss Pen®을 사용하는 것을 추천합니다.

입자 크기와 상관없이 동일한 임상적 효과^{5,6}

Geistlich Bio-Oss Pen®
Granules 0.25-1 mm
0.25 g ~ 0.5 cm³



Geistlich Bio-Oss Pen®
Granules 0.25-1 mm
0.5 g ~ 1 cm³



Geistlich Bio-Oss Pen®
Granules 1-2 mm
0.5 g ~ 1.5 cm³



온전히 보존된 발치와
결손부가 포함된 발치와
큰 골이식
작은 골이식
상악동 거상술
임플란트 주위염


Geistlich Bio-Gide® 사용 시 임플란트 생존율을 높일 수 있습니다.^{8,9}

Geistlich Bio-Oss®와 Geistlich Bio-Gide®의 조합은 골유도재생술의 표준 치료법으로 인정받아 다양한 임상 케이스에 폭넓게 사용되고 있습니다.⁷

Geistlich Bio-Oss®의 느린 재흡수율과 Geistlich Bio-Gide®의 보호 기능은 증대된 골의 장기적인 부피 안정성을 촉진하며 높은 임플란트 생존율을 보장합니다.^{8,9}



스캔하여 Geistlich Bio-Gide®에 대해 자세히 알아보세요.





www.geistlich.co.kr에서
더 자세한 내용을 확인하세요.

Manufacturer

Geistlich Pharma AG
Business Unit Biomaterials
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen, Switzerland
Phone +41 41 492 55 55
Fax +41 41 492 56 39
www.geistlich-biomaterials.com

한국지사

서울특별시 서초구 강남대로51길 1
(서초동, 511타워 5층)
가이스트리히코리아
06628
Tel 02) 553-7632
Fax 02) 553-7634
www.geistlich.co.kr

쉽고 편리한 Geistlich 솔루션을 만나보세요.

Start your journey now.

임상의 10명 중 9명으로부터
사용 편의성을 인정받은
Geistlich Bio-Oss Pen®.²
직접 경험해보세요!

Geistlich Bio-Oss Pen®의
탁월한 조작성을 느껴보세요.²
지금 바로 간편하게 사용해보실 수 있습니다.



BUY

더 많은 환자를 더 쉽게 치료하고 싶으시다면
상담을 신청하세요.

(주)가이스트리히코리아
02) 553-7632

LEARN

골유도재생술의 수술 기법이나
새로운 임상기술을 배우고 싶으신가요?



세계적인 연자들이 진행하는
교육과정에 등록해보세요.

- 1 Market report suite for dental bone graft substitutes and other biomaterials. iData Research Inc. Europe 2019, South Korea 2018, US 2019, India 2018, Japan 2018, Australia 2018, China 2018 (Market Research).
- 2 Geistlich Pharma AG practice test, Nov 2011. Data on file (Wolhusen, Switzerland).
- 3 Galindo-Moreno P et al.: Clin Oral Implants Res 2010; 21 (2), 221-7.
- 4 Data on file. Based on the number of units currently sold. (Wolhusen, Switzerland).
- 5 Chackartchi T et al.: Clin Oral Impl. Res 2011; 22, 473-480
- 6 dos Anjos TLM, et al.: Int J Oral Maxillofac Surg 2016; 45 (12),1556-1563
- 7 Buser D et al.: J Dent Res 2013; 92 (12 Suppl), 176S-82S
- 8 Jung RE et al.: Clin Oral Implants Res 2013; 24 (10), 1065-73.
- 9 Mordenfeld A et al.: Clin Oral Implants Res 2010; 21 (9), 961-70.
- 10 Orsini G et al.: Oral Dis 2007; 13 (6), 586-93.